



1

1 LAMPE BLUEMAXX AVEC FILTRE D'EXCITATION
LUMIERE BLEUE ET FILTRE ORANGE
UTILISABLE POUR LES EMPREINTES FLUO AVEC
EXCITATION DES TRACES
8430L : LAMPE MICRO-BLUE



2

2 BATTERIE RECHARGEABLE. DUREE 90 MN
LONGUEUR D'ONDE 450NM AVEC LED BLEUE
AVEC LUNETTE ORANGE POUR FAIRE APPARAITRE
LES TRACES ET LES INDICES
8431K : KIT COMPLET LAMPE BLEUE LED



3

3 KIT COMPLET AVEC LAMPE BLEUE AVEC AMPOULE
100 W. SOURCE DE LUMIERE LED.
AVEC LUNETTE ORANGE. PERMET DE VOIR DES TRACES
ET INDICES D'UNE GRANDE PUISSANCE
8432K : KIT COMPLET LAMPE BLEUE
8433R : AMPOULE BLEUE 100 W DE REMPLACEMENT



4

4 KIT LUMIERE 24 LEDS AVEC BATTERIE PAR RAPPORT
AUX SOURCES DE LUMIERE
LUMIERE BLEUE PERMET DE LOCALISER DES POILS,
FIBRES ET TOUTES TRACES LIQUIDES
LUMIERE UV 395 NM POUR TRACES DE SPERME, URINE
SALIVE
8434K : KIT LAMPE BLEUE
8435K : KIT LAMPE UV



5

5 LUNETTES POUR EXAMINER LA FLUORESCENCE.
CES DERNIERES SONT DE COULEUR ORANGE,
ROUGE, JAUNE
B651 : LUNETTE ORANGE
B652 : LUNETTE ROUGE
B653 : LUNETTE JAUNE



6

6 PLAQUES POUR EXAMINER LA FLUORESCENCE.
CES DERNIERES DE 20 X 20 CM SONT DE COULEUR
ORANGE, ROUGE, JAUNE
B648 : PLAQUE ORANGE
B649 : PLAQUE ROUGE
B650 : PLAQUE JAUNE



1

1 270 : MINI-LAMPE UV PORTABLE 4 W
FONCTIONNE AVEC PILES R6
NON FOURNIES



2

2 LAMPE UV 365 NM SOIT AVEC LAMPE UV 4 WATTS
OU 8 WATTS
8421L : LAMPE UV 4 WATTS
8422L : LAMPE UV 8 WATTS
8423R : REMPLACEMENT LAMPE 4 WATTS
8424R : REMPLACEMENT LAMPE 8 WATTS



3

3 LAMPE BLUEMAXX AVEC FILTRE D'EXCITATION
BLEU ET LUNETTE ORANGE
9661B : LAMPE BLUEMAXX



4

4 LAMPE FRONTALE 2 LED + 1 ROUGE
DISPOSE D'UNE LOUPE A L'AVANT DES LED,
INTEGRE UNE LED ROUGE, IDEALE POUR LA NUIT
SANS EBLOUISSEMENT
8425L : LAMPE FRONTALE



5

5 LAMPE FRONTALE LED. 8 LEDS BLANCHES
LUMINOSITE : 2, 4 OU 8 LEDS ALLUMÉES
EXISTE 8 LEDS OU 20 LEDS PILES NON FOURNIES
8426L : LAMPE FRONTALE 8 LEDS
8427L : LAMPE FRONTALE 20 LEDS
8428P : LOT DE 4 PILES AAA LR3 1.5V



6

6 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE PAR DYNAMO
SOIT A LA FORCE DU POIGNET. 1 LED A 3 LEDS
OU CLIGNOTANT
8429L : LAMPE FRONTALE DYNAMO